

**89102002**

**Adapter bipolar**



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

### Grundeigenschaften

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kabel Stecker instrumentenseitig | Martin, Berchtold       |
| Kabel Stecker generatoreseitig   | Valleylab, Lamidey, EMC |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | N/A      |
| Verordnung (EU) 2017/745 | Klasse I |
| FDA Zulassung            | N/A      |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 1 kVp     |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418736725 |