


**85500013**

Bipolare Koagulationszange CLASSIC, Elektrode



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	340 mm
Durchmesser	5 mm

### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Kleppinger, gerieft
----------------	---------------------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418722889