


85510001

Bipolare Koagulationszange CLASSIC, Zangenkörper Ringgriff



Technische Daten

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | Klasse II |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418723541 |