


**82710600**

Bipolare Koagulationszange mit Messer POWEREDGE, Klingenhalter  
Rohr



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	340 mm
-------------	--------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
------------------	----

Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
-----------------------------	---------------------

Waschmaschine	95 °C
---------------	-------

Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
------------------------	-------------

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
----------------------	------------

Verordnung (EU) 2017/745	N/A
--------------------------	-----

FDA Zulassung	N/A
---------------	-----

### Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

GTIN	04250418738255
------	----------------