


81622342

Bipolare Pinzette, bajonett, gewinkelt



Technische Daten

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------|--------|
| Gesamtlänge | 220 mm |
| Gesamtlänge in Zoll | 8,66 " |
| Spitzenbreite | 2 mm |

Grundeigenschaften

| | |
|---------------|-------------------|
| Pinzettenform | bajonett |
| Spitzenform | abwärts gewinkelt |
| Anschluss | 2-Pin-Stecker |

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | Klasse II |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418712521 |