


81624330

Bipolare Pinzette, bajonett, gewinkelt



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	240 mm
Gesamtlänge in Zoll	9,45 "
Spitzenbreite	0,3 mm

Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	aufwärts gewinkelt
Anschluss	2-Pin-Stecker

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418712699