


81522701

Bipolare Pinzette, kniegebogen



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	220 mm
Gesamtlänge in Zoll	8,66 "
Spitzenbreite	1 mm

Grundeigenschaften

Pinzettenform	kniegebogen
Spitzenform	gerade
Anschluss	Flachstecker

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 500 Vp
-------------------------	-------------

Verpackungseinheit

1

GTIN

04250418710527