


**81617401**

**Bipolare Pinzette, kniegebogen**



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	170 mm
Gesamtlänge in Zoll	6,69 "
Spitzenbreite	1 mm

### Grundeigenschaften

Pinzettenform	kniegebogen
Spitzenform	gerade
Anschluss	2-Pin-Stecker

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418711777