


81122305

## Bipolare Pinzette Duckbill mit Spülung



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	220 mm
Gesamtlänge in Zoll	8,66 "
Spitzenbreite	8 mm

#### Grundeigenschaften

Pinzettenform	gerade
Spitzenform	Duckbill
Anschluss	Flachstecker
mit Spülung	Ja

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418707695