


**81122304**

Bipolare Pinzette mit Spülung, bajonett



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	220 mm
Gesamtlänge in Zoll	8,66 "
Spitzenbreite	0,5 mm

### Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	2-Pin-Stecker
mit Spülung	Ja

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418707688