

81511111

## Bipolare Pinzette Uhrmacher



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	110 mm
Gesamtlänge in Zoll	4,33 "
Spitzenbreite	0,6 mm

#### Grundeigenschaften

Pinzettenform	Uhrmacher
Spitzenform	gewinkelt
Anschluss	Flachstecker

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418708357