



80100297

Bipolares Kabel



Technische Daten

Maße und Gewichte

Kabel Länge	5 m
-------------	-----

Grundeigenschaften

Kabel Stecker instrumentenseitig	Stecker Ethicon Scheren, Scheren-Klemmen
Kabel Stecker generatoreseitig	Valleylab, Conmed, International

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 1 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418701228