


85714150

BiTech Bipolare Schere



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	140 mm
Gesamtlänge in cm	14 cm

Grundeigenschaften

Scherenblatt	Micro
Scherengriff	gerade

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418736541