


**85718120**

**BiTech Bipolare Schere**



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	180 mm
Gesamtlänge in cm	18 cm

### Grundeigenschaften

Scherenblatt	Schlankes Blatt
Scherengriff	gerade

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724395