


85721120

BiTech Bipolare Schere



Technische Daten

Maße und Gewichte

| | |
|-------------------|--------|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Gesamtlänge in cm | 21 cm |

Grundeigenschaften

| | |
|--------------|-----------------|
| Scherenblatt | Schlankes Blatt |
| Scherengriff | gerade |

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | Klasse II |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 300 Vp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418724463 |