


85728110

BiTech Bipolare Schere



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	280 mm
Gesamtlänge in cm	28 cm

Grundeigenschaften

Scherenblatt	Standard-Blatt
Scherengriff	gerade

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724531