


85728120

BiTech Bipolare Schere



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	280 mm
Gesamtlänge in cm	28 cm

Grundeigenschaften

Scherenblatt	Schlankes Blatt
Scherengriff	gerade

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418724548