


81450137

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, bajonett



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Gesamtlänge         | 180 mm |
| Gesamtlänge in Zoll | 7,09 " |
| Spitzenbreite       | 1,5 mm |

### Grundeigenschaften

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pinzettenform | bajonett     |
| Spitzenform   | gerade       |
| Anschluss     | Flachstecker |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | Klasse II  |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp    |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418741255 |