


81450152

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, bajonett



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	225 mm
Gesamtlänge in Zoll	8,86 "
Spitzenbreite	1 mm

Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	Flachstecker

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418738576