

**81460138**

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, bajonett



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Gesamtlänge         | 165 mm |
| Gesamtlänge in Zoll | 6,5 "  |
| Spitzenbreite       | 2 mm   |

### Grundeigenschaften

|               |               |
|---------------|---------------|
| Pinzettenform | bajonett      |
| Spitzenform   | gerade        |
| Anschluss     | 2-Pin-Stecker |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | Klasse II  |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp    |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418738460 |