


**81450103**

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, gewinkelt



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	155 mm
Gesamtlänge in Zoll	6,1 "
Spitzenbreite	0,6 mm

### Grundeigenschaften

Pinzettenform	gerade
Spitzenform	gewinkelt
Anschluss	Flachstecker

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418739597