


81460117

CLARIS+ Non Stick Bipolare Pinzette, gewinkelt



Technische Daten

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------|--------|
| Gesamtlänge | 185 mm |
| Gesamtlänge in Zoll | 7,28 " |
| Spitzenbreite | 0,3 mm |

Grundeigenschaften

| | |
|---------------|---------------|
| Pinzettenform | gerade |
| Spitzenform | gewinkelt |
| Anschluss | 2-Pin-Stecker |

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | Klasse II |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 500 Vp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418739856 |