


**80524303**

CLARIS Non-Stick Bipolare Pinzette, bajonett



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	240 mm
Gesamtlänge in Zoll	9,45 "
Spitzenbreite	1,2 mm

### Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	Flachstecker

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418705509