

**80580200**

CLARIS REVERSE Bipolare Pinzette, bajonett



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	200 mm
Gesamtlänge in Zoll	7,87 "
Spitzenbreite	0,5 mm

### Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	Flachstecker

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418752701