80680203

CLARIS REVERSE Bipolare Pinzette, bajonett













Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	205 mm
Gesamtlänge in Zoll	8,07 "
Spitzenbreite	1,5 mm
Grundeigenschaften	
Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	2-Pin-Stecker
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
	1
GTIN	04250418752923