


80620397

CLARIS Xclusive Non-Stick Bipolare Pinzette, bajonett



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	200 mm
Gesamtlänge in Zoll	7,87 "
Spitzenbreite	0,3 mm

Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	gerade
Anschluss	2-Pin-Stecker

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 250 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	0425041875166