

85620432

# MICRODOME Bipolare Koagulationselektrode



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	140 mm
Gesamtlänge in cm	14 cm
Durchmesser	2 mm

### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Kuppel
Ausführung	biegbar

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 250 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418741712