


89505110

Mikro Dissektions-Nadelelektrode



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	57,3 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,3 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418729130