

89505301

## Mikro Dissektions-Nadelelektrode



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	260 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,25 mm

#### Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418741750