


85530003

Mini Sicherheitsdorn Trokar 3.0 Micro



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	93 mm
-------------	-------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
------------------	----

Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
-----------------------------	---------------------

Waschmaschine	95 °C
---------------	-------

Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
------------------------	-------------

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse I
----------------------	----------

Verordnung (EU) 2017/745	N/A
--------------------------	-----

FDA Zulassung	N/A
---------------	-----

Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

GTIN	04250418745222
------	----------------