

82460318

MITHRAS Bipolare Koagulationszange, Elektrode Bajonettform



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	150 mm
Durchmesser	3 mm

Grundeigenschaften

Elektrodenform	Flamingo Ø 2,0 mm / 45°
----------------	-------------------------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418746168