


85902401

# Monopolare Drahtschlingenelektrode



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Durchmesser	100 mm
-------------	--------

### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Drahtschlinge
----------------	---------------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418735964