


85902403

Monopolare Drahtschlingenelektrode



Technische Daten

Maße und Gewichte

Durchmesser	65 mm
-------------	-------

Grundeigenschaften

Elektrodenform	Drahtschlinge
----------------	---------------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418735988