


89503005

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



max
500
Vp

Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	65 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,5 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Nadel

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728829