


89503015

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	55 mm
Maße	mm
Durchmesser	10 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Drahtschlinge

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728874