


89503022

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	50 mm
Maße	mm
Durchmesser	6 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Kugel

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728935