

**89503147**

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

|             |           |
|-------------|-----------|
| Gesamtlänge | 154 mm    |
| Maße        | 2,5x20 mm |

### Grundeigenschaften

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Schaftdurchmesser | 2,4 mm |
| Elektrodenform    | Messer |

### Reinigung und Wiederaufbereitung

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar            | Ja                  |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine               | 95 °C               |
| Autoklav-Sterilisation      | max. 137 °C         |

### Zulassungen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG     | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A        |
| FDA Zulassung            | N/A        |

### Zusätzliche Produktinformation

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Zubehörbemessungsspannung | max. 4 kVp     |
| Verpackungseinheit        | 1              |
| GTIN                      | 04250418728997 |