

89503183

Monopolare Elektrode, 2,4 mm



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	149,5 mm
Maße	mm
Durchmesser	20 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
Elektrodenform	Schlinge

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418729031