

**89500017**

Monopolare Elektrode, 4 mm



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	40,5 mm
Maße	mm
Durchmesser	16 mm

### Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	4 mm
Elektrodenform	Bandschlinge

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörmessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728416