

**89500172**

Monopolare Elektrode, 4 mm



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	150 mm
Maße	3,0x1,5 mm

### Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	4 mm
Elektrodenform	Messer

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418728737