

**85902004**

## Monopolare Micro-Nadelelektroden



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte

Durchmesser	5 mm
-------------	------

#### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Nadel
----------------	-------

#### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

#### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

#### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418735940