

85902005

# Monopolare Micro-Nadelelektroden



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Durchmesser	5 mm
-------------	------

### Grundeigenschaften

Elektrodenform	Nadel
----------------	-------

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418735933