


89714110

Monopolare Pinzetten, gerade



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	145 mm
Gesamtlänge in Zoll	5,71 "
Spitzenbreite	1,7 mm

Grundeigenschaften

Pinzettenform	gerade
---------------	--------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 2 kVp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418729949