89500039

Monopolare Wolfram Nadelelktrode, 4 mm











Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	47,7 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,4 mm
Grundeigenschaften	
Schaftdurchmesser	4 mm
Elektrodenform	Nadel Nadel
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1