

89500039

Monopolare Wolfram Nadelelektrode, 4 mm



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	47,7 mm
Maße	mm
Durchmesser	0,4 mm

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	4 mm
Elektrodenform	Nadel

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 4 kVp
Verpackungseinheit	1