

89214024

Monopolarer Elektrodenhandgriff



Technische Daten

Maße und Gewichte

| | |
|------|----|
| Maße | mm |
|------|----|

Grundeigenschaften

| | |
|-------------------|--------|
| Schaftdurchmesser | 2,4 mm |
|-------------------|--------|

Reinigung und Wiederaufbereitung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wiederverwendbar | Ja |
| Manuelle Wiederaufbereitung | Ja, bezogen auf IFU |
| Waschmaschine | 95 °C |
| Autoklav-Sterilisation | max. 137 °C |

Zulassungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Richtlinie 93/42 EWG | Klasse IIb |
| Verordnung (EU) 2017/745 | N/A |
| FDA Zulassung | N/A |

Zusätzliche Produktinformation

| | |
|-------------------------|----------------|
| Zubehörmessungsspannung | max. 5 kVp |
| Verpackungseinheit | 1 |
| GTIN | 04250418736626 |