

89217024

Monopolarer Elektrodenhandgriff



Technische Daten

Maße und Gewichte

Maße	mm
------	----

Grundeigenschaften

Schaftdurchmesser	2,4 mm
-------------------	--------

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
------------------	----

Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
-----------------------------	---------------------

Waschmaschine	95 °C
---------------	-------

Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
------------------------	-------------

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
----------------------	------------

Verordnung (EU) 2017/745	N/A
--------------------------	-----

FDA Zulassung	N/A
---------------	-----

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 5 kVp
---------------------------	------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

GTIN	04250418728164
------	----------------