
BiTech



Bipolar Scissors



function by design
BiTech
bipolar scissors

FOCUS ON BETTER SOLUTIONS

max
300
Vp

|||||

137

~~~~~

95

1

↻

⚙

BiTech Bipolare Scheren  
BiTech Bipolar Scissors

Standard-Blatt  
Standard blade



Valleylab

3m 80100084  
5m 80100088

Erbe

3m 80100082  
5m 80100086

U55

4m 80100272

Martin, Berchtold, Aesculap

3m 80100083  
5m 80100087

Rundstecker  
BiTech  
Round plug  
BiTech

| Anschluß<br>Plug | 180 mm   | 210 mm   | 230 mm   | 280 mm   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|                  | 85718110 | 85721110 | 85723110 | 85728110 |

BiTech Bipolare Scheren  
BiTech Bipolar Scissors

Schlankes Blatt  
Delicate blade



Valleylab

3m 80100084  
5m 80100088

Erbe

3m 80100082  
5m 80100086

U55


4m 80100272

Martin, Berchtold, Aesculap

3m 80100083  
5m 80100087

Rundstecker  
BiTech  
Round plug  
BiTech

| Anschluß<br>Plug | 180 mm   | 210 mm   | 230 mm   | 280 mm   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
|                  | 85718120 | 85721120 | 85723120 | 85728120 |



**DE** BiTech bipolare Scheren ermöglichen das Schneiden und Präparieren bei gleichzeitiger bipolarer Koagulation und lassen sich auch zum präzisen punkt- oder flächenförmigen Koagulieren von Gefäßen und Gewebeflächen einsetzen. Ihr patentiertes Konstruktionsprinzip macht sie besonders anwendungsfreundlich: Die elektrische Kontaktierung der beiden Scherenblätter erfolgt über nur einen Griffschenkel – das Anschlusskabel wird an lediglich einem Ring befestigt, wodurch Behinderungen beim Handling deutlich reduziert werden.

**EN** BiTech bipolar scissors enable cutting and dissection with simultaneous bipolar coagulation. They can also be used for precise pinpoint or zone coagulation of blood vessels and tissue. A patented construction principle ensures that the scissors are easy to use. The electrical contacts for both scissor blades are conducted via one section of the handle, i. e. the connection cable only needs to be attached to one ring, which significantly reduces interference during handling.

- 01

Massive Keramik für durchgehende Isolation auch nach mehreren Aufbereitungen, welche zusätzlich repariert werden kann.  
*Solid ceramic for continuous insulation even after several reprocessings, which can be repaired additionally.*
- 02

BiTech-Stecker für weniger Beeinträchtigungen durch das Kabel.  
*BiTech connector for less interferences from the cable.*


BiTech Bipolare Scheren  
BiTech Bipolar Scissors



Anschluß  
Plug



|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Micro 130 mm                        | 85713150 |          |
| Micro 140 mm                        | 85714150 |          |
| Micro 175 mm                        | 85717150 |          |
| Micro 175 mm<br>extended insulation | 85717151 |          |
| Micro 180 mm                        | 85718310 |          |
| Micro 210 mm                        |          | 85721310 |



Valleylab

3m 80100084  
5m 80100088



Erbe

3m 80100082  
5m 80100086



U55

4m 80100272



Martin, Berchtold,  
Aesculap

3m 80100083  
5m 80100087



Rundstecker  
BiTech  
Round plug  
BiTech





---

CE 0297

---

**Günter Bissinger**  
**Medizintechnik GmbH**  
Hans-Theisen-Str. 1  
79331 Teningen/Germany  
—  
**T** +49 7641 9 14 33 0  
**F** +49 7641 9 14 33 33  
info@bissinger.com  
www.bissinger.com

**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**  
Bipolare und monopolare Instrumente  
Zubehör für die Elektrochirurgie  
Chirurgische Instrumente  
Entwicklung von Instrumenten auf  
Kundenwunsch  
Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**  
Bipolar and monopolar instruments  
Accessories for electrosurgery  
Surgical instruments  
Design and development of instruments  
to customer specifications  
Service and repair