

---

Resectoscope




---

Monopolar



FOCUS ON BETTER SOLUTIONS

|                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>max 4 kVp</div> <div>137</div> <div>95</div> <div>1</div>                           | <div>Monopolares Resektoskop</div> <div>Monopolar Resectoscope</div>                |                                                                                      |
|                                                                                          | <div>Arbeitselement, passiv</div> <div>Working element, passive</div>               | <div>Arbeitselement, passiv</div> <div>Working element, passive</div>                |
|                                                                                          |    |    |
|                                                                                          | 82600302                                                                            | 82600304                                                                             |
| <div>max 1,22 kVp</div> <div>5</div>                                                     | <div>Schlinge 60° gewinkelt</div> <div>Loop 60° angled</div>                        | <div>Schlinge 90° gewinkelt</div> <div>Loop 90° angled</div>                         |
|                                                                                          |    |   |
|                                                                                          | 82600306                                                                            | 82600314                                                                             |
| <div>Erbe T-Serie, Martin, Berchtold</div> <div>3m 80100314</div> <div>5m 80100324</div> | <div>Kugel</div> <div>Ball</div>                                                    | <div>Messer</div> <div>Knife</div>                                                   |
|                                                                                          |  |  |
| <div>Bovie, Valleylab Conmed</div> <div>3m 80100320</div> <div>5m 80100340</div>         | 82600310                                                                            | 82600308                                                                             |
| <div>Martin, Berchtold</div> <div>3m 80100316</div> <div>5m 80100326</div>               | <div>Kugel</div> <div>Ball</div>                                                    |                                                                                      |
|                                                                                          |  |                                                                                      |
| <div>Erbe ACC/ICC</div> <div>3m 80100330</div> <div>5m 80100360</div>                    | 82600312                                                                            |                                                                                      |
| <div>Stecker geschützt</div> <div>Plug protected</div>                                   |                                                                                     |                                                                                      |



- 01 Ergonomisches Handgriff-Design  
Ergonomic handle design
- 02 Schwarze Vollmaterial-Keramik als elektrische Isolation  
Solid black ceramic as electrical insulation

Schäfte für Resektoskopie  
Sheaths for Resectoscopy

FastLock Dauerspülschaft  
FastLock Continuous flow sheath

Die neue FastLock Funktion verbessert die Handhabung unseres monopolaren Resektoskops zusätzlich und ermöglicht ein vereinfachtes Zusammenfügen des Innen- und Aussenschafts ohne Rotation, dank einer 360° Einrastfunktion mit Knopf.  
The new FastLock function further improves the handling of our monopolar resectoscope and makes it easier to join the inner and outer sheaths without rotation, thanks to a 360° snap-in function with a button.



FastLock Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr.  
FastLock Exterior sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.



86710040

FastLock Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr.  
FastLock Interior sheath with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.



86710041

Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr.  
Exterior sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.



86710038

Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr.  
Interior sheath with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.



86710039

FastLock



Schäfte und Optiken für Resektoskopie  
Sheaths and Optics for Resectoscopy

Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 24 Charr.  
Continuous flow sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, 24 Fr.



86710034

Spülschaft mit 1 Hahn, 24 Charr.  
Sheath with 1 stopcock for inflow, 24 Fr.



86710036

Obturator  
Obturator



86710037

Sichtobturator  
Visual obturator



86710043

Zystoskop Ø 4mm, l=302, 30°, autoklavierbar  
Cystoscope Ø 4mm, l=302, 30°, autoclavable



30-0564-00

Zystoskop Ø 4mm, l=302, 0°, autoklavierbar  
Cystoscope Ø 4mm, l=302, 0°, autoclavable



30-0567-00

Zystoskop Ø 4mm, l=302, 12°, autoklavierbar  
Cystoscope Ø 4mm, l=302, 12°, autoclavable



30-0681-00





---

CE 0297

---

**Günter Bissinger**  
**Medizintechnik GmbH**  
Hans-Theisen-Str.1  
79331 Teningen/Germany  
—  
**T** +49 7641 9 14 33 0  
**F** +49 7641 9 14 33 33  
info@bissinger.com  
www.bissinger.com

**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**  
Bipolare und monopolare Instrumente  
Zubehör für die Elektrochirurgie  
Chirurgische Instrumente  
Entwicklung von Instrumenten auf  
Kundenwunsch  
Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**  
Bipolar and monopolar instruments  
Accessories for electrosurgery  
Surgical instruments  
Design and development of instruments  
to customer specifications  
Service and repair