

---

Mangeshikar



---

Uterine-Manipulator



FOCUS ON BETTER SOLUTIONS



**DE** Der Mangeshikar Uterus-Manipulator von Bissinger wurde entwickelt zum Einsatz bei der totalen laparoskopischen Hysterektomie zur Mobilisierung und Darstellung der Gebärmutter, sowie zum Schutz von Blase, Ureter und Rektum während der elektrochirurgischen Abtrennung der Gebärmutter.

**EN** The Mangeshikar Uterus Manipulator by Bissinger was developed for the manipulation and presentation of the uterus during a complete laparoscopic hysterectomy, as well as protecting the bladder, ureter, and rectum during the electro-surgical resection of the uterus.

Das wiederverwendbare Instrument ist modular aufgebaut und kann durch den Einsatz verschieden großer Einführhülsen und Intrauterin-Elemente den anatomischen Gegebenheiten angepasst werden. Der Uterus kann in alle Richtungen bewegt werden, wodurch eine optimale Sichtbarkeit aller Bereiche der Gebärmutter sichergestellt wird, sowohl anterior und posterior wie auch lateral.

The reusable instrument is fully modular and can fit all anatomical conditions as vaginal delineating tubes and intrauterine elements of various sizes are available. Once the instrument is in place the uterus can be moved in all directions, this providing optimal exposure of all anterior, posterior and lateral aspects of the uterus.

**Mangeshikar Uterus-Manipulator**  
Mangeshikar Uterine-Manipulator



**Cervix-Krallenzange**  
*Cervical tenaculum*



86610530

**Spannschaft mit Überwurfhülse**  
*Shaft with fixation nut*



86610225

**Innenrohr mit Verdrehsicherung**  
*Inner shaft with locking pin*



86610226

**Universal-Handgriff, drehbar**  
*Universal handle, rotateable*



86610100

**Schiebe- und Fixationsschaft**  
*Sliding and fixation shaft*



86610300

**Intrauterin-Element**  
*Intrauterine element*



Ø 4x40 mm	86610604
Ø 5x50 mm	86610605
Ø 6x60 mm	86610606
Ø 7x70 mm	86610607
Ø 8x80 mm	86610608

**Hülse mit Isolierung**  
*Tube with insulating ring*



Ø 35 mm	86610435
Ø 40 mm	86610440
Ø 45 mm	86610445

---

**Günter Bissinger**  
**Medizintechnik GmbH**  
Hans-Theisen-Str.1  
79331 Teningen/Germany  
—  
T +49 7641 9 14 33 0  
F +49 7641 9 14 33 33  
info@bissinger.com  
www.bissinger.com

**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**  
Bipolare und monopolare Instrumente  
Zubehör für die Elektrochirurgie  
Chirurgische Instrumente  
Entwicklung von Instrumenten auf  
Kundenwunsch  
Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**  
Bipolar and monopolar instruments  
Accessories for electrosurgery  
Surgical instruments  
Design and development of instruments  
to customer specifications  
Service and repair